





1. 白いシールにお名前と電話番号を書いてチューブに貼ってください



必ず「鉛筆」または「シャープペンシル」で記入



※絶対にボールペンで記入しないでください。
滲んでしまう可能性があります。


2. 唾液をチューブの中に入れてみましょう



- ① 唾液採取用チューブの蓋を開けます。
- ② 喉にウイルスが溜まりやすいので、喉元を軽くマッサージしてから唾液を採取してください。

唾液を容器の底から
1cm 入れてください。
ふたを最後まで
しっかりと締めます。

※「ふた」や「チャック付きバック」
は、テープでグルグル巻きにしな
いでください！
中身が漏れないように閉まって
いるか、必ず確認してください。




唾液採取前に歯磨きをして、**30分** 時間を空けてから採取してください。

3. 検体採取後ジップ袋にいれましょう

OK


正しいセットの見本



チューブをチャック付きバックに入れます。
チューブのふたと、チャック付きバックが
しっかり閉まっているか最後に確認してください。

NG

悪い例



※下記のようにしないでください！

- ・ふたがしっかり閉まっていない。
- ・ふたをテープでグルグル巻きにしている。
- ・唾液が 1 cm 入っていない。
- ・チャック付きバックをテープでグルグル巻きにとめている。

新型コロナウイルス PCR 検査 採取後の流れ

Setolabo 衛生検査所



検体受付フォーム

詳しくはメールでお送り致しましたパンフレットをご覧ください。

1. 受検者の名前と電話番号を入力し「受検者リスト」を作成して下さい。

受検者リスト記入例

企業名	番号	氏名	電話番号	検査日	結果
〇〇株式会社	01	田中 花子	090-0000-0000		
〇〇株式会社	02	鈴木 太郎	090-0000-0000		
〇〇株式会社	03	伊藤 よしこ	090-0000-0000		
〇〇株式会社	04	お名前	090-0000-0000		
〇〇株式会社	05	お名前	090-0000-0000		
〇〇株式会社	06	お名前	090-0000-0000		
〇〇株式会社	07	お名前	090-0000-0000		
〇〇株式会社	08	お名前	090-0000-0000		
〇〇株式会社	09	お名前	090-0000-0000		

2. QR コードを読みとって「検体受付フォーム」に各受検者の個人情報をご登録ください。

ご登録が無い場合、陽性時にご連絡が出来ません。また発生届けも提出が出来ません。

3. 検体数と一番早い番号を窓口にお伝えし、提出締切時刻の 30 分前までの提出にご協力ください。

その際お渡しするジップ袋以上の包装をしないでください。※1

4. 結果判明時刻までお待ちください。※2

※1 サテライトによっては提出にご予約が必要な場合や、窓口が無い場合がございます。

※2 天候や交通状況によって目安の結果判明時刻より大幅に遅れてしまう場合がございます。

お持ち込み先

※持ち込み締切時間はサテライトによって定休日やご予約必須な場合がありますので QR コードを読み取って各サテライトの HP をご覧ください。

広島県

広島サテライト

〒761-0121

広島県広島市中区薬研堀 1-3
あずまビル 1F



岡山県

岡山サテライト

野田屋町公園西側の歩道

岡山駅歩道 5 分

(WEB より予約をして直接引き渡し)



香川県

・香川県 PCR 検査センター

〒761-8072

香川県高松市三条町 509-1



・setolabo 衛生検査所

〒761-0121

香川県高松市牟礼町牟礼 249-5

パルネット荒木 103

(WEB よりお持ち込みのご予約必須)



兵庫県

神戸サテライト

〒650-0014

兵庫県神戸市中央区元町高架通 2-232



愛知県

名古屋サテライト

〒453-0801

愛知県名古屋市中村区太閤 1-8-1

青山ビル 3F

